

液体制剂产品纸托集成方案 PTC 200



现场体验
PTC 200



更持续、更灵活、更安全的液体制剂产品

PTC 200 为实现可持续发展全纸包装方案而设计。注射剂产品以安全且对环境友好的方式包装在纸托中。PTC 200 同样适用于塑料及其他纸材包装，广泛适用多种产品规格，从安瓿、注射器到笔形产品及配件，可支持侧装顶开的方式展示产品。整个进程可实现数字化记录和监控。利用 SYPRO 2.0+ 下料系统集成医疗器械追踪功能，通过 UDI 编码记录每一支注射器的信息。这使得产品实现从包装到销售环节的全流程追溯。

- ◆ **灵活性：**多样化的下料系统适用于多种医药产品
- ◆ **多样性：**可操作纸板，纸纤维制品及塑料
- ◆ **追溯性：**得益于医疗器械追溯及冷链追踪

性能数据一览

最大输出	120 或 200* 托/分 120 或 200* 盒/分
药托尺寸 [长 x 宽 x 高]	175/80* x 40 x 245 mm
最大纸盒尺寸 [长 x 宽 x 高]	180或85* x 105 x 250 mm


*可升级选项



用于注射器、西林瓶和针头的组合包装，包括医疗器械追踪功能采用侧面装载、顶部开启的装盒形式。



可容纳 50 个药瓶的大容量纸板托盘，包括医疗设备跟踪装置采用侧面装载、顶部开启的折叠纸盒。



装有 10 个西林瓶的泡罩托盘，包括医疗设备跟踪装置装入侧装纸盒中。




西林瓶“直接入盒”，包括医疗器械追踪功能

PEXCITE

以全面、用户友好和安全的方式控制复杂的生产线。按需简化、加速和规划服务。

Uhlmann 专有的 Pexcite 软件平台与 Uhlmann 生产线以及来自其他制造商的设备与您的制药生产过程相连接，实现更高的连通性、透明度和安全性 —— 覆盖生产线的整个生命周期。



如您想了解更多关于整个价值链的数字化解决方案，定制化服务以及创新的包装系统
www.uhlmann.de